

## Ортез шейный OPPO Medical 4090

ИМ-7.96525/1508 до 17.08.2020

воротник, для позвоночника, материал полиуретан / поролон, цвет бежевый, размеры S 343 - 400 мм / M 406 - 464 мм / L 470 - 527 мм / XL 533 - 591 мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



### Характеристики

---

Тип	воротник
Назначение	для позвоночника
Материал	полиуретан / поролон
Цвет	бежевый
Размеры	S 343 - 400 мм / M 406 - 464 мм / L 470 - 527 мм / XL 533 - 591 мм