

Основа агара Бэйд-Паркера с сульфаметазином Baird Parker Agar Base with Sulpha (M1140)

ИМ-7.106403/2411

основа, Бэйд-Паркера, для выделения и подсчета коагулазоположительных стафилококков, флакон, 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	основа
Вид	Бэйд-Паркера
Назначение	для выделения и подсчета коагулазоположительных стафилококков
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Основа агара Бэйд-Паркера после внесения специальных добавок рекомендуется для выделения и подсчета коагулазоположительных стафилококков в пищевых продуктах и другом исследуемом материале.