


Основа агара Симмонса Simmons Agar Base (M411)

ИМ-7.106403/2411

основа, Симмонса, для дифференциации  
энтеробактерий, флакон, 100 г / 500 г

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Тип        | основа                            |
| Вид        | Симмонса                          |
| Назначение | для дифференциации энтеробактерий |
| Упаковка   | флакон                            |
| Фасовка    | 100 г / 500 г                     |

Дополнительные характеристики

Эти среды используют для дифференциации энтеробактерий.