

Осветитель эндоскопический Аксиома-Сервис ОЭКГМ-АКСИ тип 13

ИМ-7.102584 до 15.04.2020

тип лампы металлогалогенная, световодных выходов 1 шт., мощность лампы 175 Вт, 5600 К, холодный белый свет, срок службы 1500 ч, освещенность 20000 Лк, размеры 320×260×75 мм, масса 4.5 кг



Аксиома-Сервис ЗАО, Россия

Характеристики

Тип лампы	металлогалогенная
Количество световодных выходов	1
Мощность лампы	175 Вт
Цветовая температура	5600 К
Группа цветовой температуры	холодный белый
Средний срок службы лампы	1500 ч
Потребляемая мощность	60 Вт
Рабочая освещенность операционного поля	20000 Лк
Размер	320×260×75 мм
Вес	4.5 кг