

Аспиратор Magister A-17

ИМ-7.108798 до 03.09.2025

вакуум 90 кПа, объем 0.8 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

Магистр НИЦ ООО, Беларусь



Характеристики

Вакуум	90 кПа
Объем контейнера	0.8 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Отсасыватель медицинский А-17 (пр-ва НИЦ Магистр) - предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с небольшим объемом аспирации. Данное устройство может использоваться исключительно в медицинских учреждениях, в операционных отделениях больниц и клиник. Дополнительно комплектуется педалью дистанционного включения/выключения, тележкой.