

## Отсасыватель медицинский Висма-Планар В-40

ИМ-7.4745/1906 до 21.06.2024

аспиратор, максимальный вакуум 80 кПа, вода 6 л/мин, воздух 18 л/мин, питание сеть, вес 7 кг

Висма-Планар НП ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	аспиратор
Максимальный вакуум	80 кПа
Производительность по воде	6 л/мин
Производительность по воздуху	18 л/мин
Диаметр трубки отсоса	8 мм
Длина трубки отсоса	2 м
Питание	сеть
Потребляемая мощность	60 Вт
Размер	310×300×310 мм
Вес	7 кг

### Дополнительные характеристики

---

Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с небольшим объемом аспирации. Надежный, не требующий обслуживания мембранный насос. Электропитание - 230 В, 50 Гц.