


## Пакеты для стерилизации PMS Steripack плоские самозапечатывающиеся

ИМ-7.106011/2307

пакет, плоский, самозапечатывающийся, ПАР / ЭО / ФОРМ, размеры 60-400×100-600 мм, медицинская бумага и пленка

PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi, Турция



### Характеристики

---

Вид	пакет
Форма	плоский
Самозапечатывающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ
Размеры	60-400×100-600 мм
Материал	медицинская бумага и пленка

### Описание

---

**Пакеты для стерилизации PMS Steripack плоские самозапечатывающиеся** предварительно сфальцованы и обеспечивают точное и быстрое закрытие без необходимости использования термосваривающего устройства. Подходят для использования в небольших общих практиках, стоматологических кабинетах и для пользователей, которые хотят избежать затрат на дополнительное термосваривающее оборудование.

**Материал:** прозрачная многослойная пленка сополимера PET / PP и бумага медицинского назначения

- Усиленная пленка во избежание разрыва во время открытия
- Превосходный барьер с медицинской бумагой 60 г/м<sup>2</sup> или 70 г/м<sup>2</sup>
- Понятное и точное изменение цвета индикатора
- Отсутствие разрывов, волокон и гарантия стерильности
- Тройное уплотнение для более высокой целостности упаковки
- Индикатор для формальдегида доступен по запросу

<b>Ширина</b>	<b>Длина</b>
60 мм	100 мм
75 мм	200 мм / 250 мм
90 мм	150 мм / 190 мм / 230 мм / 270 мм
100 мм	360 мм
110 мм	280 мм
130 мм	250 мм / 290 мм / 360 мм
150 мм	300 мм / 400 мм
190 мм	340 мм / 370 мм
200 мм	330 мм / 420 мм
300 мм	400 мм / 430 мм
400 мм	600 мм