


## Пакеты для стерилизации ПБСП-Стеримаг Крафт

ИМ-7.108571 до 28.05.2025

пакет, плоский, термосвариваемый,  
самозапечатывающийся, ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ /  
РАД, стерильность 5 лет, размеры 50-400×100-500  
мм, крафт-бумага

Медтест-СПб АО, Россия



### Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Самозапечатывающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ / РАД
Срок стерильности	5 лет
Размеры	50-400×100-500 мм
Материал	крафт-бумага

### Описание

**ПБСП-Стеримаг Крафт** – самоклеящиеся пакеты для стерилизации из крафт-бумаги.

**Срок стерильности:** 5 лет

**Размеры:** 50-400×100-500 мм