

## Пакеты для стерилизации ПБТСП-Стеримаг

ИМ-7.108571 до 28.05.2025

пакет, плоский, термосвариваемый,  
самозапечатывающийся, ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ /  
РАД, стерильность 5 лет, размеры 50-300×150-450  
мм, влагопрочная бумага

Медтест-СПб АО, Россия



### Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Самозапечатывающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ / РАД
Срок стерильности	5 лет
Размеры	50-300×150-450 мм
Материал	влагопрочная бумага

### Описание

**ПБТСП-Стеримаг** – самоклеящиеся / термозапечатываемые пакеты для стерилизации из влагопрочной белой бумаги.

**Срок стерильности:** 5 лет

**Размеры:** 50-300×150-450 мм