

## Пакеты для стерилизации Винар СтериТ комбинированные самоклеящиеся

ИМ-7.115577

пакет, плоский, самозапечатывающийся, ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ / РАД, размеры 30-800×40-1000 мм, комбинированный материал

ВИНАР НПФ ООО, Россия



### Характеристики

---

Вид	пакет
Форма	плоский
Самозапечатывающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ / РАД
Размеры	30-800×40-1000 мм
Материал	комбинированный материал

### Описание

---

**Пакеты для стерилизации Винар СтериТ комбинированные самоклеящиеся** для паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации легко проникаемы для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.

- Соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607-2011, EN 868
- На бумажной стороне пакета нанесены индикаторы 1 класса (ПАР, ФОРМ, ЭО), позволяющие отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных
- Широкий диапазон типоразмеров
- Срок сохранения стерильности – до 5 лет
- Гарантийный срок годности – 5 лет