

Пакеты для стерилизации Matorat плоские

ИМ-7.98748/2207

пакет, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО / ФОРМ,
размеры 48-490×92-910 мм, бумажно-пленочный

TZMO S.A., Польша



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ
Размеры	48-490×92-910 мм
Материал	бумажно-пленочный

Описание

Пакеты для стерилизации Matorat плоские предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена и формальдегидом. Для всех видов пакетов химические индикаторы стерилизации размещены на бумаге в области сварочного шва вне области загрузки пакета.

Размеры: 48-490×92-910 мм (список размеров по ссылке)

- ☐ Ламинат из пленки с высокой устойчивостью к разрывам
- ☐ Медицинская бумага с высокой влагостойкостью
- ☐ Прозрачный ламинат позволяет легко идентифицировать содержимое упаковки
- ☐ Широкий выбор размеров пакетов и рулонов позволяет легко подобрать соответствующую упаковку
- ☐ Лёгкое беспылевое отделение пленки от бумаги снижает риск повреждения упаковки при вскрытии и риск попадания пыли на стерильное содержимое упаковки
- ☐ Оснащены интегрированными в области шва индикаторами 1 класса, реагирующими при контакте стерилизующим агентом. Индикаторы находятся в шве, без контакта с содержимым, что даёт безопасность во время стерилизации