

## Пакеты для стерилизации Matorat из нетканого материала

ИМ-7.98748/2207

пакет, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО / ФОРМ,  
размеры 150-600×250-900 мм, нетканый материал и  
пленка

TZMO S.A., Польша



### Характеристики

---

Вид	пакет
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ
Размеры	150-600×250-900 мм
Материал	нетканый материал и пленка

### Описание

---

**Пакеты для стерилизации Matorat из нетканого материала** рекомендованы для тяжелых и объемных изделий, например, наборов инструментов, белья. Пакеты подходят для стерилизации водяным паром, оксидом этилена и формальдегидом. Химические индикаторы стерилизации водяным паром и оксидом этилена размещены вне области загрузки пакета.

Упаковка рекомендована для больших текстильных изделий, так как она обеспечивает проникновение стерилизующего фактора к содержимому.

**Материал:** голубой нетканый материал и пленка

**Размеры:**

- 150 × 250 мм
- 210 × 420 мм
- 270 × 350 / 450 / 700 мм
- 320 × 500 / 600 мм
- 420 × 450 / 600 мм
- 490 × 640 / 750 мм
- 600 × 900 мм

- Прочный нетканый материал, гарантирует качество и безопасность
- Прозрачная ламинированная пленка позволяет легко идентифицировать содержимое упаковки

- Оснащены интегрированными в области шва индикаторами 1 класса, реагирующими при контакте стерилизующим агентом. Индикаторы находятся в шве, без контакта с содержимым, что даёт безопасность во время стерилизации
- Лёгкое беспылевое отделение пленки от бумаги снижает риск повреждения упаковки при вскрытии и риск попадания пыли на стерильное содержимое упаковки
- Широкий выбор размеров позволяет легко подобрать соответствующую упаковку