

## Панель пневмонийная BioFire FilmArray Pneumonia Panel Plus

ИМ-7.108517 до 30.04.2025

для выделения, ДНК

BioFire Diagnostics, США



### Характеристики

---

Назначение	для выделения
Выделение	ДНК
Комплектация	- набор - 6 шт. / 30 шт.

### Дополнительные характеристики

---

**Панель пневмонийная FilmArray® Pneumonia Panel Plus (Pneumoplus) (6 шт./набор)** - диагностическая пневмонийная панель для детекции патогенов в течение 65 минут в автоматическом режиме .

**Каталожный номер:** RFIT-ASY-0142/RFIT-ASY-0143.

**Материал панели:** пластик.

**Содержимое карты:** лиофилизированные реагенты.

**Объем исследуемого образца:** мокрота-подобные образцы (индуцированная или отхаркиваемая мокрота, или эндотрахеальные аспираты) или образцы, полученные при проведении бронхоальвеолярного лаважа.

**Панель менингит/энцефалитная FilmArray® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel** - панели для автоматической детекции клинически значимых при пневмониях и инфекциях нижних дыхательных путей вирусов, бактерий и генов устойчивости к АМП на анализаторах серии FilmArray® 2.0 и FilmArray® Torch. Панели предназначены для однократного применения.

**Фасовка:** 6 шт. / 30 шт. панелей в индивидуальной алюминиевой упаковке-тубусе.