

Парафин медицинский «Озокерит»

ИМ-7.99543/2207

методика применения наслаивание / озокеритовые ванночки / салфетно-аппликационная / кюветно-аппликационная, форма плитка / размерный аппликатор, вес от 100 г до 1 кг

ИНМОЛИП ООО, Беларусь



Характеристики

Методика применения	наслаивание / озокеритовые ванночки / салфетно-аппликационная / кюветно-аппликационная
Форма выпуска	плитка / размерный аппликатор
Вес	от 100 г до 1 кг

Дополнительные характеристики

Парафин медицинский «Озокерит» применяется для физиотерапевтических и косметологических процедур в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, реабилитационно-оздоровительных учреждениях и в домашних условиях. Обладает антибиотическими свойствами, оказывает противовоспалительное, рассасывающее, болеутоляющее, антиспастическое действие, а также стимулирует процессы регенерации (восстановления).