

## Перчатки хирургические латексные Vogt Medical опудренные текстурированные стандарт

ИМ-7.106599 до 31.05.2023

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой, стерильные, опудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.11 мм, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50



Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия

### Характеристики

---

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.11 мм
Длина	280 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50

### Дополнительные характеристики

---

Типы: стандартные, премиум, с внутренним полимерным покрытием, гинекологические, ортопедические, двойные, особо прочные.