

Перчатки рентгенозащитные Kiran Max

ИМ-7.107759 до 23.08.2024

перчатки, свинцовый эквивалент 0.04

Kiran Medical Systems, Индия



Характеристики

Вид	перчатки
Свинцовый эквивалент	0.04

Дополнительные характеристики

Перчатки рентгенозащитные Kiran Max – стерильные хирургические перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки производятся на автономном стерилизационном предприятии Kiran, где каждая перчатка подвергается строгому контролю на загрязнения/повреждения и 100% стерилизуется при помощи новейшего стерилизационного оборудования, основанного на гамме-излучении, что соответствует международным стандартам качества.

Применение – в рентгеноскопии/ортопедических процедурах и урологии.

Свинцовый эквивалент – 0.04 мм Pb.

Длина – 28 см.

Размеры – 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.

Упаковка – 5 пар.

Срок годности – 3 года.