

Перчатки смотровые латексные SFM гладкие опудренные

ИМ-7.108923 до 02.10.2025

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, опудренные, толщина в области
пальца 0.235 мм, размер S / M / L / XL, в упаковке 50
пар



SFM Hospital Products GmbH, Германия

Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Толщина в области пальца	0.235 мм
Длина манжеты	240 мм
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки латексные смотровые нестерильные опудренные созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинского осмотра.

Характеристики:

- цвет: бежевый, зеленый (с запахом мяты);
- неанатомические (без разделения на правую и левую руки);
- манжета: с валиком
- хлоринация: одинарная;
- срок годности: 5 лет.