

Петли микробиологические DiaTrust FlexLoop

ИМ-7.113561

петля / игла, объём 1 мкл / 10 мкл

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Вид	петля / игла
Объём	1 мкл / 10 мкл

Описание

DiaTrust FlexLoop – микробиологические петли, рекомендуются для инокуляции штрихами на поверхности геля.

Код	Описание	Цвет
IL11	Петля 1 мкл + игла	белая
IL12	Петля 1 мкл + 10 мкл	желтая
IL13	Петля 10 мкл + игла	синяя