

Петли микробиологические DiaTrust PinLoops

ИМ-7.113561

петля / игла, объём 1 мкл / 10 мкл

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Вид	петля / игла
Объём	1 мкл / 10 мкл

Описание

DiaTrust PinLoops – микробиологические петли, рекомендуются для инокуляции штрихами на поверхности геля.

- Изготовлены из инертного гибкого АБС-материала, нетоксичного для бактерий.
- Имеют закругленный кончик, не рекомендуются для подсчета колоний.

Код	Описание	Цвет
IL21	Петля 1 мкл + игла	белая
IL23	Петля 10 мкл + игла	синяя