


## Петля для полипэктомии (овальная) AcuSnare AS-1 одноразовая

ИМ-7.103888 до 31.03.2021

петля, овальная, плетеная, диаметр канала 2.8 мм,  
размер петли 2.5×5.5 см, размер по Шарье 7 СН,  
белый цветовой код

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



### Характеристики

---

Вид	петля
Форма петли	овальная
Плетеная петля	Да
Диаметр канала	2.8 мм
Размер петли	2.5×5.5 см
Размер по Шарье	7 СН
Цветовой код	белый

### Дополнительные характеристики

---

Одноразовая петля AcuSnare.

Предназначена для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции. Продается в стерильной упаковке, для одноразового применения.