


Петля для полипэктомии (овальная) AcuSnare SASMM-1 мягкая, одноразовая

ИМ-7.103888 до 31.03.2021

петля, овальная, плетеная, диаметр канала 2.8 мм, размер петли 1.0×1.5 см, длина 240 мм, размер по Шарье 7 СН, желтый цветовой код

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Вид	петля
Форма петли	овальная
Плетеная петля	Да
Диаметр канала	2.8 мм
Размер петли	1.0×1.5 см
Длина инструмента	240
Размер по Шарье	7 СН
Цветовой код	желтый

Дополнительные характеристики

Одноразовая петля AcuSnare.

Предназначена для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции. Продается в стерильной упаковке, для одноразового применения.