


Петля для полипэктомии (мини-овал) Sonnet SMO-13

ИМ-7.103888 до 31.03.2021

петля, овальная, плетеная, диаметр канала 2.8 мм,
размер петли 1.5×3.0 см , размер по Шарье 7 СН

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Вид	петля
Форма петли	овальная
Плетеная петля	Да
Диаметр канала	2.8 мм
Размер петли	1.5×3.0 см
Размер по Шарье	7 СН

Дополнительные характеристики

Одноразовая петля Sonnet.
Предназначена для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции. Продается в стерильной упаковке, для одноразового применения.