

Пинцет для перевязки и ткани 2:3

ИМ-7.107992 до 31.10.2024

тканевый / для перевязки, прямой профиль, branši
zubčatye, 2×3 zubyy, dlinā 130 mm / 145 mm / 160 mm /
180 mm / 200 mm

Medicon eG, Германія



Характеристики

Тип	тканевый / для перевязки
Профиль	прямой
Тип branšey	zubčatye
2×3 zubyy	Да
Длина	130 mm / 145 mm / 160 mm / 180 mm / 200 mm