

Пинцет Медин-Урал фиксационный М301

ИМ-7.108726 до 30.07.2025

для фиксации, прямой, остроконечный, длина 82 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для фиксации
Тип	прямой
Форма	остроконечный
Длина	82 мм

Дополнительные характеристики

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ
ПРЯМОЙ
DOUBLE FIXATION
FORCEPS
две точки фиксации
зубцы 1x2 - 0.4 мм
длина общая 82 мм