

Пинцет Медин-Урал Ирис М310

ИМ-7.108726 до 30.07.2025

для удержания медицинской нити, прямой / «ирис»,
остроконечный, длина 70 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для удержания медицинской нити
Тип	прямой / «ирис»
Форма	остроконечный
Длина	70 мм
Высота зуба	0.12 мм

Дополнительные характеристики

Пинцет Ирис прямой М310:
- зубцы 1х2 - 0.12 мм;
- длина общая 70 мм.