

Пинцет Медин-Урал Ирис М342

ИМ-7.108726 до 30.07.2025

для операций на глазном яблоке, изогнутый / «ирис»,
остроконечный, длина 70 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для операций на глазном яблоке
Тип	изогнутый / «ирис»
Форма	остроконечный
Длина	70 мм
Высота зуба	0.12 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Пинцет Ирис М342:

- концы бранш отогнуты на 40°
- зубцы 1x2 - 0.12 мм
- длина общая 70 мм
- отогнутой части 7 мм