

## Пинцет Медин-Урал для имплантации ИОЛ М350 (Т)

ИМ-7.108726 до 30.07.2025

для имплантации ИОЛ, изогнутый, остроконечный,  
длина 180 мм

Медин-Урал ООО, Россия



### Характеристики

---

Назначение	для имплантации ИОЛ
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	180 мм
Высота зуба	90 мм
Материал	нержавеющая сталь

### Дополнительные характеристики

---

Пинцет для имплантации ИОЛ М350 (Т): □□

- для фиксации дужек ИОЛ;
- бранши плоские;
- ширина бранш 8 мм;
- длина общая 90 мм.