


Пинцет Медин-Урал ирис М349 М349.1 М349.2

ИМ-7.108726 до 30.07.2025

для удержания медицинской нити, прямой / изогнутый
/ «ирис», с зубчиками, длина 75 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для удержания медицинской нити
Тип	прямой / изогнутый / «ирис»
Форма	с зубчиками
Длина	75 мм
Высота зуба	0.065 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

- Пинцет Ирис М349 М349.1 М349.2:
- удерживает медицинскую нить «десять нулей» на всей длине смыкания рабочих концов - 6 мм min;
 - бранши плоские;
 - зубцы 1х2 - 0.065 мм;
 - ширина бранш 4 мм;
 - длина общая 75 мм.