


Пинцет Медин-Урал капсульный M327 M327.1 M327.2 M327.3

ИМ-7.108726 до 30.07.2025

для капсулотомии, прямой / изогнутый,
остроконечный, длина 80 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

| | |
|-------------|--------------------|
| Назначение | для капсулотомии |
| Тип | прямой / изогнутый |
| Форма | остроконечный |
| Длина | 80 мм |
| Высота зуба | 0.2 мм |
| Материал | нержавеющая сталь |

Дополнительные характеристики

Пинцет капсульный M327 M327.1 M327.2 M327.3: □

- удерживает медицинскую нить «десять нулей» на всей длине смыкания рабочих концов - 6 мм min;
- бранши плоские;
- ширина концов 0.2 мм;
- ширина бранш 9 мм;
- длина общая 80 мм.