

## Пинцет Медин-Урал шовный М302 М303 М326

ИМ-7.108726 до 30.07.2025

шовный, прямой / изогнутый, остроконечный, длина 98 мм

Медин-Урал ООО, Россия



### Характеристики

---

Назначение	шовный
Тип	прямой / изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	98 мм

### Дополнительные характеристики

---

ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ  
SUTURE FORCEPS



удерживает медицинскую нить  
"десять нулей" на всей  
длине рабочих площадок - 8 мм min

бранши круглые  
ширина концов 0.3 мм  
диаметр бранш 6 мм  
длина общая 98 мм