

Пинцет сосудистый DeBakey AT 2:3, 2.0 мм изогнутый

ИМ-7.107992 до 31.10.2024

сосудистый / атравматичный, прямой профиль,
бранши зубчатые / изогнутые, 2×3 зубый, длина 150
мм / 200 мм / 240 мм / 300 мм, толщина 2.0 мм

Medicon eG, Германия



Характеристики

Тип	сосудистый / атравматичный
Профиль	прямой
Тип браншей	зубчатые / изогнутые
2×3 зубый	Да
Длина	150 мм / 200 мм / 240 мм / 300 мм
Толщина	2.0 мм