


Пинцет сосудистый DeBakey AT 2:3, 1.5 мм

ИМ-7.107992 до 31.10.2024

сосудистый, прямой профиль, бранши зубчатые / с
атравматической нарезкой, 2×3 зубьей, длина 150 мм /
200 мм / 240 мм / 300 мм, толщина 1.5 мм

Medicon eG, Германия



Характеристики

Тип	сосудистый
Профиль	прямой
Тип браншей	зубчатые / с атравматической нарезкой
2×3 зубьей	Да
Длина	150 мм / 200 мм / 240 мм / 300 мм
Толщина	1.5 мм