

Пинцет стоматологический МИЗ Можайский изогнутый Пси (150 0.8)

ИМ-7.105309 до 02.07.2022

пинцет, длина 150 мм, длина рабочей части 8.0 мм,
угол 45°

Можайский МИЗ ОАО, Россия



Характеристики

Вид	пинцет
Длина инструмента	150 мм
Длина рабочей части	8.0 мм
Угол	45 °

Дополнительные характеристики

Пинцет стоматологический МИЗ Можайский изогнутый Пси (150×0.8) - предназначен для манипуляций в стоматологии.

Длина инструмента: 150 мм.

Длина рабочей части: 8 мм.

Угол изгиба: 45°.

Материал: нержавеющая сталь.