

Пипетки Пастера SupaLiq

ИМ-7.113561

градуированная, стерильно / нестерильно

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Градуированная	Да
Стерильность	стерильно / нестерильно

Описание

Пипетки Пастера SupaLiq предназначены для точного дозирования жидкостей.

Функциональные особенности пипеток SupaLiq:

- Изготовлены из медицинского полиэтилена высокого качества.
- Гибкий и прозрачный материал для удобного визуального контроля.
- Одноразовое использование для предотвращения перекрестного загрязнения.
- Устойчивость к химическим реагентам.

Артикул	Длина	Описание	Объем	Объем капли
PP21	116 мм	Пипетка Пастера, град. до 0.3 мл, с узким носиком	0.8 мл	47 μл
PP22	140 мм	Пипетка Пастера, град. до 1 мл	2.2 мл	40 μл
PP23	145 мм		3.3 мл	45 μл
PP24	150 мм		3.1 мл	45 μл
PP25	160 мм		3.4 мл	40 μл
PP27	155 мм	Пипетка Пастера, град. до 2 мл	1.8 мл	41 μл
PP31	150 мм	Пипетка Пастера, град. до 3 мл	3.2 мл	50 μл
PP28	155 мм		3.0 мл	45 μл
PP29	160 мм		3.2 мл	50 μл
PP30	180 мм		3.5 мл	48 μл
PP48	226 мм		2.3 мл	40 μл
PP26	210 мм	Пипетка Пастера, град. до 5 мл	6.2 мл	54 μл
PP55	300 мм	Пипетка Пастера, град. до 10 мл	7.3 мл	50 μл
PP36	65 мм	Пипетка Пастера Micro MS	0.9 мл	40 μл
PP44	155 мм	Пипетка Пастера Micro SD	3.3 мл	40 μл
PP40	87 мм	Пипетка Пастера без градуировки	0.9 мл	40 μл