medca+alog

Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая (агар Эндо-ГРМ)

ИМ-7.106051 до 15.03.2023

агар, Эндо, для выделения энтеробактерий из исследуемого материала и их дифференциации по признаку ферментации лактозы, флакон, 250 г

ГНЦ ПМБ Оболенск, Россия



Характеристики

Тип агар

Вид Эндо

Назначение для выделения энтеробактерий из исследуемого

материала и их дифференциации по признаку

ферментации лактозы

Упаковка флакон

Фасовка 250 г

Дополнительные характеристики

Компонентный состав: гидролизат рыбной муки, дрожжевой экстракт, натрий хлористый, натрий сернистокислый, натрий фосфорнокислый двузамещенный, лактоза, фуксин основной, агар.