


Пластина бедренная Medin дистальная

ИМ-7.105464 до 05.07.2022

бедренная, титан / нержавеющая сталь, толщина 6.0 мм, длина 165 / 202 / 232 / 266 / 299 мм, отверстий 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 шт.

MEDIN a.s., Чехия



Характеристики

Тип	бедренная
Материал	титан / нержавеющая сталь
Толщина	6.0 мм
Длина	165 / 202 / 232 / 266 / 299 мм
Количество отверстий	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 шт.

Описание

Пластина бедренная Medin дистальная с угловой стабильностью предназначена для фиксации дистальной части бедренной кости. Винты с угловой стабильностью позволяют применение особенно при артерикулярных переломах. Углы введения винтов выбираются так, чтобы как можно полностью фиксировали как можно больше фрагментов, особенно у артерикулярных переломов, с учётом минимализации возможности вырывания винтов из кости. Проксимальная часть пластины для всех размеров одинакова и оснащена десятью отверстиями для блокирующих винтов. Тело пластины оснащено четырьмя-двенадцатью блокирующими отверстиями и одним овальным отверстием. Более длинные пластины позволяют фиксацию переломов также в области диафиза.

Особенности:

- Пластины анатомически формированы и поставляются в правой или левой отделке.
- Для этих пластин с угловой стабильностью предназначены блокирующее винты саморезы с диаметром 5 мм и 5/3.5 мм.
- Пластины совместимы с периротетезными U-фиксаторами.