

Пластина большеберцовая Medin дистальная медиальная

ИМ-7.105464 до 05.07.2022

большеберцовая, титан / нержавеющая сталь,
толщина 3.5 мм, длина 113 / 143 / 173 / 203 / 233 / 263
мм, отверстий 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 шт.

MEDIN a.s., Чехия



Характеристики

Тип	большеберцовая
Материал	титан / нержавеющая сталь
Толщина	3.5 мм
Длина	113 / 143 / 173 / 203 / 233 / 263 мм
Количество отверстий	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 шт.

Описание

Пластина большеберцовая Medin дистальная медиальная предназначена для фиксации переломов дистальной части большеберцовой кости. Винты с угловой стабильностью позволяют применение особенно при артикулярных переломах. Углы введения винтов выбраны так, чтобы полностью фиксировать как можно больше фрагментов, при минимизации возможности вырывания винтов из кости. Дистальная часть пластины для всех размеров одинакова, оснащена десятью отверстиями для блокирующих винтов. Тело пластины оснащено двумя-двенадцатью блокирующими отверстиями и одним овальным отверстием. Более длинные пластины позволяют также фиксацию в области диафиза.

Особенности:

- Пластины анатомически сформованы и доставляются в левом и правом варианте.
- К этим пластинам с угловой стабильностью подходят блокирующие винты саморезы диаметром 3.5 мм и 3.5/2.7 мм.