

Пластина большеберцовая Medin проксимальная

ИМ-7.105464 до 05.07.2022

большеберцовая, титан / нержавеющая сталь,
толщина 4.5 мм, длина 135 / 165 / 195 / 225 / 285 мм,
отверстий 8 / 10 / 12 / 14 / 18 шт.

MEDIN a.s., Чехия



Характеристики

Тип	большеберцовая
Материал	титан / нержавеющая сталь
Толщина	4.5 мм
Длина	135 / 165 / 195 / 225 / 285 мм
Количество отверстий	8 / 10 / 12 / 14 / 18 шт.

Описание

Пластина большеберцовая Medin проксимальная предназначена для остеосинтеза проксимального конца большеберцовой кости. Пластина анатомически сформована по латеральной стороне голени, так что она изготавливается в левом и правом варианте.

С проксимальной стороны пластины размещены три винта в горизонтальном направлении и три в вертикальном. Горизонтальные винты поддерживают большеберцовое плато, винты анатомически склонены на 5°. Вертикальные винты поддерживают горизонтальные. Пластины оснащены 7-19 отверстиями – одно отверстие овальное, остальные блокируемые.

Винты: блокирующие винты-саморезы с диаметром 5 мм и 5/3.5 мм.