

## Пластина трубчатая Алтимед (полутрубчатая)

ИМ-7.2640/1707 до 05.07.2022

трубчатая, титан / нержавеющая сталь, толщина 1.0 мм, ширина 11 мм, длина 39 / 55 / 71 / 87 / 103 / 119 / 135 / 151 / 167 / 183 / 199 мм, отверстий 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 шт.

АЛТИМЕД ЗАО, Беларусь

