

Пластина прямая Medin с угловой стабильностью

ИМ-7.105464 до 05.07.2022

прямая, титан / нержавеющая сталь, толщина 5.0 мм,
длина 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 мм,
отверстий 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 шт.

MEDIN a.s., Чехия



Характеристики

Тип	прямая
Материал	титан / нержавеющая сталь
Толщина	5.0 мм
Длина	75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 мм
Количество отверстий	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 шт.

Описание

Пластины прямые Medin с угловой стабильностью предназначены для фиксации переломов диафиза бедренной кости и в исключительных случаях диафиза большеберцовой кости. В отличие от реконструктивных пластин они подходят для более тяжёлых пациентов и переломов, у которых предполагается высшая нагрузка.

Винты: блокирующие винты саморезы с диаметром 5 мм или 5/3.5 мм.