

Пластина реконструктивная Medin с угловой стабильностью

ИМ-7.105464 до 05.07.2022

реконструктивная, титан / нержавеющая сталь,
толщина 2.2 мм, длина 48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120 /
132 / 144 мм, отверстий 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
шт.



MEDIN a.s., Чехия

Характеристики

Тип	реконструктивная
Материал	титан / нержавеющая сталь
Толщина	2.2 мм
Длина	48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120 / 132 / 144 мм
Количество отверстий	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 шт.

Описание

Пластина реконструктивная Medin с угловой стабильностью – прямая пластина с отверстиями для фиксации переломов прямых костей, полых костей и ключицы. Перед применением пластину можно сформовать так, чтобы она лучше копировала анатомическую форму кости. Пластину рекомендуется использовать только в местах с небольшой нагрузкой.