


Пластина трубчатая Алтимед (треть-трубчатая)

ИМ-7.2640/1707 до 05.07.2022

трубчатая, титан / нержавеющая сталь, толщина 1.0 мм, ширина 9 мм, длина 25 / 37 / 49 / 61 / 73 / 85 / 97 / 109 / 121 / 145 мм, отверстий 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 шт.

АЛТИМЕД ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	трубчатая
Материал	титан / нержавеющая сталь
Толщина	1.0 мм
Ширина	9 мм
Длина	25 / 37 / 49 / 61 / 73 / 85 / 97 / 109 / 121 / 145 мм
Количество отверстий	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 шт.