

Пластина стомийная CASEX Affix жесткая

ИМ-7.103542 до 30.11.2020

калоприемник / уроприемник, двухкомпонентный, пластина, взрослый / детский, телесный, диаметр фланца: 32 / 38 / 40 / 45 / 50 / 55 / 57 / 60 / 70 / 102 мм, диаметр вырезаемого отверстия 13 - 64 мм / 13 - 89 мм, адгезив

CASEX, Бразилия



Характеристики

Вид	калоприемник / уроприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	пластина
Возрастная группа	взрослый / детский
Цвет	телесный
Диаметр фланца	32 / 38 / 40 / 45 / 50 / 55 / 57 / 60 / 70 / 102 мм
Диаметр вырезаемого отверстия, мм	13 - 64 мм / 13 - 89 мм
Адгезив	Да

Дополнительные характеристики

Пластина стомийная CASEX Affix жесткая, артикул 750.

Особенности пластины:

- жесткая пластина;
- гипоаллергенная гидроколлоидная основа;
- состоит из двух адгезивов и обеспечивает двойную защиту кожи вокруг стомы;
- диаметр фланца: 32 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 57 мм, 60 мм, 70 мм, 102 мм;
- соединительный фланец.