

Пластырь бактерицидный Matopat Fixopore

ИМ-7.7733/2302

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа
нетканая, 6 см × 1 м / 8 см × 1 м

TZMO S.A., Польша



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	6 см × 1 м / 8 см × 1 м

Дополнительные характеристики

Пластырь Fixopore изготовлен из белого эластичного нетканого материала, который надежно фиксируется на суставах и округлых частях тела. Микропористая структура позволяет коже вокруг раны свободно дышать. Абсорбирующая прокладка обладает хорошей впитывающей способностью. Внешний слой прокладки покрыт микросеточкой, который не допускает прилипания повязки к ране. Не вызывает раздражение кожи.

Применение:

☐ Для быстрой и легкой перевязки при поверхностных ранах у пациентов с чувствительной кожей

Размеры:

- 6 см × 1 м
- 8 см × 1 м