

## Пластырь бактерицидный Matopat Fixovis

ИМ-7.7733/2302

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа тканевая, 6 см × 1 м / 8 см × 1 м

TZMO S.A., Польша



### Характеристики

---

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	тканевая
Размер	6 см × 1 м / 8 см × 1 м

### Дополнительные характеристики

---

**Пластырь Fixovis** – изготовлен из прочной эластичной ткани. Абсорбирующая прокладка, находящаяся в центральной части вдоль всей длины пластыря, обладает хорошей впитывающей способностью. Внешний слой прокладки покрыт микросеточкой, который не допускает прилипания повязки к ране. Акриловый клей, используемый в данных изделиях, не вызывает раздражение кожи.

#### Применение:

- Для фиксации повязок, в том числе на больших поверхностях (послеоперационные раны)
- Для фиксации повязок на суставах и округлых частях тела
- Для крепления марлевых или других впитывающих повязок
- Крепление катетеров и дренажных трубок

#### Размеры:

- 6 см × 1 м
- 8 см × 1 м