


Пластырь для закрытия ран Yafho Steri-Strip

ИМ-7.118795

пластырь, для бесшовного сведения ран, стерильный,
6×38 мм / 3×75 мм / 6×75 мм / 6×100 мм / 12×100 мм

Yafho Bio-Technology, Китай



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	для бесшовного сведения ран
Вид	стерильный
Размер	6×38 мм / 3×75 мм / 6×75 мм / 6×100 мм / 12×100 мм

Описание

Пластырь для закрытия ран Yafho Steri-Strip – профессиональное стерильное адгезивное средство в виде тонких полосок, предназначенное для атравматичного сведения (аппроксимации) краев раны. Использование пластырных полосок позволяет надежно зафиксировать края повреждения, обеспечивая условия для первичного натяжения без наложения традиционных швов. Это способствует формированию тонкого эстетичного рубца и снижает риск инфицирования раневого канала.

Полоски изготовлены из мягкого, эластичного и воздухопроницаемого нетканого материала. Изделие стерилизовано этиленоксидом (ЭО) и поставляется в индивидуальной упаковке для одноразового применения.

Область применения:

- небольшие рваные раны и порезы;
- малые хирургические разрезы;
- ссадины и поверхностные повреждения кожи;
- поддержка шва после снятия основных нитей или скоб.

Варианты исполнения

Артикул	Размер
464003	6×38 мм
464001	3×75 мм
464002	6×75 мм
464004	6×100 мм
464005	12×100 мм

Основные преимущества:

- **Бесшовное закрытие:** отсутствие дополнительной травматизации тканей иглой и нитью.
- **Высокая воздухопроницаемость:** исключает мацерацию кожи и создает благоприятный микроклимат для заживления.
- **Надежная адгезия:** гипоаллергенный клей обеспечивает стабильную фиксацию на срок до 7 дней.
- **Комфорт:** эластичность полосок позволяет им подстраиваться под движения кожи, не вызывая чувства стянутости.