

Пластырь фиксирующий Matopat Plastofilm

ИМ-7.7733/2302

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа пленочная, 1.25 см / 2.5 см / 5 см × 5 м / 9.14 м

TZMO S.A., Польша



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	1.25 см / 2.5 см / 5 см × 5 м / 9.14 м

Дополнительные характеристики

Пластырь Plastofilm изготовлен из прозрачного микропористого материала. Рекомендуется для особо чувствительного типа кожи - снимается легко, безболезненно и не оставляет следов клея на коже. Прозрачная основа пластыря позволяет наблюдать за уровнем жидкости в закрепленных при помощи пластыря трубках и катетерах. Пластырь обладает водоотталкивающими свойствами.

Применение:

- Для фиксации всех видов повязок
- Для крепления зондов, дренажных трубок и других вспомогательных медицинских средств
- Для крепления повязок на особо чувствительных участках кожи (например, на лице)

Размеры:

- 1.25 см × 5 м
- 1.25 см × 9.14 м
- 2.5 см × 5 м
- 2.5 см × 9.14 м
- 5 см × 5 м
- 5 см × 9.14 м