

Пластырь фиксирующий Matopat Plastofix

ИМ-7.7733/2302

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа
нетканая, 2.5 см / 5 см / 10 см / 15 см / 20 см / 30 см ×
10 м, паропроницаемый, гипоаллергенный

TZMO S.A., Польша



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	2.5 см / 5 см / 10 см / 15 см / 20 см / 30 см × 10 м
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да

Дополнительные характеристики

Пластырь Plastofix – эластичный пластырь для фиксации повязок и крепления вспомогательных медицинских средств.

Особенности:

- Хорошо прилегает к коже и повторяет форму подвижных частей тела, на которых кожа особенно подвержена растяжению, оставляя пациенту полную свободу движения.
- Защитные качества пластыря минимизируют риск загрязнения поврежденных тканей.
- Микропористая основа из нетканого материала с высокой воздухо- и паропроницаемостью позволяет коже «дышать» и обеспечивает свободное испарение влаги с поверхности кожи.
- Гипоаллергенный клей не вызывает раздражение кожи.

Применение:

- ☐ Для фиксации всех видов повязок
- ☐ Для крепления зондов, дренажных трубок и других вспомогательных медицинских средств
- ☐ Для крепления повязок на особо чувствительных участках кожи (например, на лице)

Размеры: 2.5 см / 5 см / 10 см / 15 см / 20 см / 30 см × 10 м