

## Пластырь фиксирующий Matopat Plastopore

ИМ-7.7733/2302

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа  
нетканая, 1.25 см / 2.5 см / 5 см × 5 м / 9.14 м

TZMO S.A., Польша



### Характеристики

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Исполнение | катушка                                |
| Тип        | фиксирующий                            |
| Вид        | нестерильный                           |
| Основа     | нетканая                               |
| Размер     | 1.25 см / 2.5 см / 5 см × 5 м / 9.14 м |

### Дополнительные характеристики

**Пластырь Plastopore** из мягкого нетканого материала, рекомендуется для особо чувствительного типа кожи. Микропористая структура отлично пропускает воздух. Используемый акриловый клей не вызывает аллергии. Не оставляет следов клея на коже. Структура пластыря и зубчатые края позволяют делить его на части без использования ножниц.

#### Применение:

- ☐ Для фиксации всех видов повязок
- ☐ Для крепления вспомогательных медицинских средств

#### Размеры:

- 1.25 см × 5 м
- 1.25 см × 9.14 м
- 2.5 см × 5 м
- 2.5 см × 9.14 м
- 5 см × 5 м
- 5 см × 9.14 м