

Пластырь фиксирующий Matopat Plastosilk

ИМ-7.7733/2302

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа шелковая, 1.25 см / 2.5 см / 5 см × 5 м / 9.14 м

TZMO S.A., Польша



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	шелковая
Размер	1.25 см / 2.5 см / 5 см × 5 м / 9.14 м

Дополнительные характеристики

Пластырь Plastosilk изготовлен из искусственного шелка, обладает высокой механической прочностью, отлично прилегает к коже. Пластырь хорошо пропускает воздух, благодаря чему предотвращает появление раздражения и мацерации кожи. Особенно рекомендуется для людей с чувствительной кожей, в случаях, когда необходимо использовать пластырь более прочный, чем на основе нетканого материала.

Применение:

- ☐ Для фиксации всех видов повязок
- ☐ Для крепления зондов, дренажных трубок и других вспомогательных медицинских средств

Размеры:

- 1.25 см × 5 м
- 1.25 см × 9.14 м
- 2.5 см × 5 м
- 2.5 см × 9.14 м
- 5 см × 5 м
- 5 см × 9.14 м